

Fauteuil de pesée en position assise

Réf . P959



Caractéristiques	Détails
Mode opératoire	Numérique
Exactitude de la première calibration	$\pm 25 \text{ g} < 25 \text{ kg} > \pm 50 \text{ g} < 100 \text{ kg} > \pm 75 \text{ g}$
Capacité	300 kg
Unité	kg
Fonction TARE	300 kg
Graduation	$50 \text{ g} < 150 \text{ kg} > 100 \text{ g} < 250 \text{ kg} > 200 \text{ g}$
Alimentation électrique	Batterie rechargeable Adaptateur secteur
Interfaces	Wi-Fi / Ethernet en option avec SECA 452
État d'avancement de l'assemblage	Démonté
Largeur du produit	563 mm/22 pouces
Hauteur du produit	897 mm/35 pouces
Profondeur du produit	978 mm/39 pouces
Hauteur du siège	528 mm/21 pouces
Largeur de l'assise	455 mm/ 18 pouces
Hauteur de l'assise	410 mm/16 pouces
Niveau minimal de lecture	76 cm/30 pouces