

Station de diagnostic modulaire ri-former®



Spécifications techniques :

Caractéristiques	Détails
Dimensions	Station de diagnostic : 200 x 180,5 x 75 mm (800 g)
Alimentation	Entrée : 100 V - 240 V CA, 50/60 Hz, 0,6 A ; Sortie : 5 V CC, 3 A, 15 W
Station de diagnostic	Entrée : 5 V CC, 3 A, 15 W ; Sortie 1 : 1 x 3,5 V CC, 700 mA ; Sortie 2 : 2 x 5 V CC, 2 x 1,15 A
Classification	Type de pièce d'application B
Heure de mise en marche	MARCHE : 1 min, ARRÊT : 5 min
Conditions de fonctionnement	0 °C à 40 °C, humidité relative de 10 % à 85 %
Conditions de stockage et de transport	-5 °C à 50 °C, humidité relative de 10 % à 85 %
Pression atmosphérique	700 à 1050 hPa

Compatible avec différents modules :

- **Modèle mural de base**

Station de diagnostic ri-former 1
manche avec horloge

Réf. **3650**



Station De Diagnostic Ri-Former 2
Manches Avec Horloge

Réf. **R3650-300**



- **Modèle d'extension**

Module d'extension ri-former 1 poignée

Réf. **R300**



Tensiomètre électronique automatisé

Module d'extension ri-former 1 poignée

Réf. **R3655**



Thermomètre tympanique ri thermo

Réf. **R3656-301**



Distributeur de spéculums auriculaires

Réf. **R3654**

