

Toise mobile Stadiomètre

Réf . T213



Caractéristiques	Détails
Mode opératoire	Analogue
Exactitude	5 mm
Unité	cm
Plage de mesure	20 – 205 cm
Graduation plage de mesure	1 mm
Largeur du produit	337 mm/13 pouces
Hauteur du produit	2 165 / 85 pouces
Profondeur du produit	590 mm/23 pouces
Profondeur du produit plié	337 mm/13 pouces
Hauteur du produit répondu	177 mm / 7 pouces
Largeur du produit répondu	624 mm /25 pouces
Niveau minimal de lecture	20 cm/8 pouces
Niveau maximal de lecture	205 cm / 81 pouces