

Lampe de diagnostic E-xam LED

Réf. R5131-01



Spécifications techniques :

Caractéristiques	Détails
Dimensions	Longueur totale : 154 mm Diamètre : 25 mm
Porte-lame	Enregistrement pour spatule buccale en bois
La lampe pour examen e-xam®	LED 2,5 V, 5000 – 5500 K, 180 000 lux max. Xénon 2,5 V, 3500 – 4000 K, 60 000 lux max.
Champ lumineux	LED 2,5 V, env. 11 cm de diamètre / distance 15 cm ; Xénon 2,5 V, env. 14 cm de diamètre / distance 15 cm
Batteries	2 piles alcalines AA 1,5 V
Température ambiante	0 °C à 40 °C
Humidité relative	30 % à 70 % sans condensation
Stockage/Transport Température ambiante	-10 °C à 55 °C
Humidité relative de stockage/transport	10 % à 95 % sans condensation