

Otoscope e-scope® FO LED en coffret

Réf. R2111-203



Spécifications techniques :

Caractéristiques	Détails
Dimensions	16,9 x 4,9 x 2,9 cm ; 160 g ; 23 cm x 14 cm x 4,5 cm dans un étui rigide (lot) ; 23 cm x 8,2 cm x 4,5 cm dans un étui rigide (unité) ; 18 cm x 10,5 cm x 4 cm dans une pochette.
lentille à grossissement 3x	La lentille à grossissement 3x peut pivoter à 360° et à 180° pour les interventions instrumentales à travers l'otoscope ouvert.
La lampe pour otoscope e-scope®	LED 3,7 V, 52 mA, durée de vie moyenne 20 000 h
Batterie	2 piles alcalines AA de 1,5 V
Température ambiante	0 °C à 40 °C
Humidité relative	30 % à 70 % sans condensation
Stockage/Transport Température ambiante	-10 °C à 55 °C
Humidité relative de stockage/transport	10 % à 95 % sans condensation