



Table de lit classique

Réf . W0300



Les avantages de la table de lit Thuasne :

- Plateau inclinable pour un meilleur confort visuel
- Hauteur ajustable pour s'adapter à toutes les situations
- Mobilité fluide grâce aux roulettes pivotantes intégrées
- Stabilité optimale grâce aux freins de blocage
- Design discret et facile à intégrer à tout type d'intérieur
- Parfaite pour les soins à domicile, les maisons de repos, ou l'usage personnel

Élément	Détails
Structure	Tubes en acier laqué époxy
Plateau	Bois mélaminé réglable en inclinaison
Dimensions du plateau	60 x 40 cm
Hauteur réglable	70 à 110 cm.
Inclinaison	Réglable manuellement
Roues	4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins
Charge maximale	10 à 15 kg (standard pour ce type de produit)
Poids total	Environ 8 à 10 kg