

Tensiomètre sphygmotensiophone Adulte

Réf. **R1380**



Spécifications techniques :

Caractéristiques	Détails
Dimensions	Dimensions : 91,3 × 70,9 mm Diamètre externe : Ø 54 mm Cadran : Ø 49 mm Embout : Ø 7 mm
Poids	161 g
Taper	Anéroïde ; 2 tubes sans mercure ; Monté sur manchette ;
Options	Manomètre monté sur brassard ; pour les gauchers ou les droitiers
Manchette	Manchette velcro finie avec du cuir artificiel
Précision	±3 mmHg
Etalonnage	Technologie de mesure de la durée de vie ; Aucun recalibrage requis en cas d'utilisation correcte
Conditions de mesure	10 °C à 40 °C à 85 % d'humidité relative
Microfiltre	Oui
Sans latex	Facultatif