

MASTERPULS® MP100 Ultra

Réf . ST23232-1



Les atouts du MASTERPULS® MP100 Ultra :

- Applicateur FALCON® avec tous les éléments de commande intégrés
- Travail sans fatigue, directement au contact du patient
- Plage d'énergie étendue à partir de 0,3 bareff
- Sélection de couleurs personnalisables : vert, bleu, orange ou noir
- Compresseur intégré pour un fonctionnement autonome et silencieux
- Technologie Skin Touch pour une activation précise des impulsions
- Maintenance réduite et fiabilité élevée

Caractéristiques techniques :

Caractéristiques	Détails
Dimensions sans écran tactile	426 x 144 x 340 mm
Poids	10,5 kg
Type d'écran	Ecran tactile 10" (en option)
Pression	max. 5 bareff
Fréquence	1 – 21 Hz
Fonction	« Skin Touch »