

Direct Tens Chattanooga

Réf . CH2527116



6 programmes préréglés. Chacun correspond à une méthode de soulagement spécifique :

- TENS Gate Control : bloque le message de douleur au niveau nerveux.
- TENS Burst (endorphinique) : stimule la production naturelle d'endorphines.
- TENS haute fréquence : agit rapidement sur les douleurs aiguës.
- TENS mixte : combine différentes fréquences pour un effet global.
- TENS modulé : évite l'accoutumance grâce à des variations automatiques.
- Programmes combinés : offrent une action plus complète pour certains types de douleurs.

Caractéristiques techniques :

Caractéristiques	Détails
Alimentation	2 x 1.5V AA Batteries or 2x 1.2V AA rechargeable batteries
Tests de sécurité	EC 60601-1, IEC 60601-1-2
Dimensions	110x70x30 mm
Poids	165 g (Including batteries)
Timer ajustable	1-59 minutes ou illimité (par défaut)