

L'ARTROMOT-K1 genou

Réf . CH8045



Caractéristiques du produit :

- Réglage simplifié pour un maintien aisé.
- Désinfection facile par essuyage des appuis-pieds et appuis-jambes.
- **Télécommande :**
- Inclus et ultra simple à utiliser (potentiomètre).
- Fonctions : flexion, extension, temps et pause.
- **Chariot de transport (en option) :**
- Standard ou modulaire.
- Augmente la durée de vie de l'attelle (meilleur stockage).
- Permet le traitement du patient au lit.
- Amplitude de Mouvements : Extension/Flexion << genou >> -10° / 0° / 120°, Extension/Flexion << hanche >> 0° / 7° / 115

Caractéristiques techniques :

Caractéristiques	Détails
Pauses (extension et flexion) :	0-59 secondes / 1-59 minutes
Vitesse	5 % – 100 % – 25 à 180°/min
Minuterie	1-59 minutes / 1-24 heures Mode continu
Durée totale de la thérapie	Enregistrement de la durée totale du traitement
Poids	11 kg
Dimensions L x P x H	97 x 36 x 23 cm
Taille des patients	de 120 à 200 cm