

Station de mesure à ultrasons avec assistance vocale

Réf . P287



Caractéristiques	Détails
Mode opératoire	Numérique
Exactitude de la première calibration	$\pm 25 \text{ g} < 25 \text{ kg} > \pm 50 \text{ g} < 100 \text{ kg} > \pm 75 \text{ g} < 150 \text{ kg} > \pm 100 \text{ g} < 200 \text{ kg} > \pm 150 \text{ g}$
Capacité	300 kg
Unité	kg et cm
Fonction	TARE 300 kg
Graduation	50 g < 150 kg > 100 g
Plage de mesure	60 – 210 cm
Alimentation électrique	Adaptateur secteur

Station de mesure à ultrasons avec assistance vocale

Réf . P287

Temps d'extinction avec une alimentation secteur	Pas d'extinction
Interfaces	Wi-Fi / Ethernet en option avec SECA 452
Largeur du produit	434 mm/17 pouces
Hauteur du produit	2 270 mm/89 pouces
Profondeur du produit	466 mm/18 pouces
Largeur de la plateforme	430 mm/17 pouces
Hauteur de la plateforme	60 mm/2 pouces
Profondeur de la plateforme	365 mm/14 pouces
Niveau minimal de lecture	85 cm/34 pouces
Niveau maximal de lecture	150 cm /59 pouces