

Moniteur IRIS Patient Screen Touch

Réf .**BL210A400/ BL210A300**

Le moniteur IRIS Patient est un moniteur universel des signes vitaux conçu pour diverses applications cliniques. Il ne se limite pas à fournir des contrôles ponctuels des signes vitaux de base, mais offre également une fonction de surveillance à long terme, comme l'ECG. Ces fonctionnalités supplémentaires permettent au moniteur IRIS d'assurer une surveillance continue, ce qui en fait un appareil idéal pour différents services hospitaliers, cliniques et cabinets médicaux.

Caractéristiques :

- Combinaison d'affichage LED numérique et écran LCD TFT.
- Configuration flexible entre SpO2, NIBP, Température et ECG.
- Batteries lithium rechargeables haute capacité, avec une autonomie jusqu'à 10 heures.
- Modes de fonctionnement : contrôle ponctuel et surveillance continue pour répondre à différents scénarios cliniques.
- Résistance aux chutes jusqu'à 1,5 m, adapté aux situations d'urgence.
- Stockage interne haute capacité pouvant enregistrer jusqu'à 1500 heures de tendances ou 4000 groupes de données.
- Connexion Ethernet, WiFi et 3G pour le transfert de données à tout moment et depuis n'importe où.
- Imprimante thermique de type Plug & Play.



Carte SD pour sauvegarder et transférer les données.



Bouton rotatif pour une utilisation facile et rapide.



Température auriculaire infrarouge.



Alimentation électrique en courant continu, idéale pour une utilisation sur le terrain.



Module d'imprimante, prêt à l'emploi (Plug & Play).

Caractéristiques		
Stockage de données		
120 stockage de données patients	4000 données d'alarme/patient	1500 heures de revue des tendances
Multiparamètres	PNI, SpO2, ECG, RESP, TEMP, ETCO2	
Imprimante	Taper	Plug & Play
	Vitesse	12,5/25/50 mm/s
Connexion réseau	réseau local	Ethernet
	WLAN	WIFI (en option)
	Téléphonie	CDMA/GPRS (en option)
interface E/S	RJ-45	prise pour carte SD
Spécifications physiques	Dimensions	250x180x180mm
	Poids net	1,9 kg (batterie incluse)
	Afficher	LED + écran LCD 3,2 pouces (320 x 240 ppp)
Alimentation électrique	DC	100 à 240 V 50/60 Hz
	CA	3 à 15 V
	Batterie interne	Li-ion rechargeable
Capacité de la batterie	5 heures	facultatif : 10 heures



Option de configuration	SPO2 Nellcor/Masimo	NIBP Suntech	TEMP(Skin) TEMP(Infrared)	ECG
IRIS300 (NIBP+SPO2+TEMP)	✓	✓	✓	—
IRIS400 (NIBP+SPO2+TEMP+ECG)	✓	✓	✓	✓