

Pompe à perfusion série BYS-820

Réf . **BYS8201**



Caractéristiques de la pompe à perfusion

1. Écran LCD HD, mots haute capacité, interface utilisateur conviviale, affichage dynamique de l'état de fonctionnement;
2. Alarme sonore et visuelle pour occlusion, vide, batterie faible, fin de perfusion, porte ouverte, mauvais réglage, etc., qui gagnent des brevets ;
3. Compatible avec toutes les marques d'ensembles de perfusion après un étalonnage correct ;
4. Volume de solution prédéfini pour réduire considérablement la charge de travail des infirmières ;
5. Mode de travail : ml/h et drop/min peuvent basculer librement ;
6. Trois niveaux d'occlusion : haut, moyen et bas ;
7. Fonction de purge ;
8. KVO (garder la veine ouverte) s'ouvre automatiquement lorsque la perfusion est terminée, le taux de KVO est de 1 à 5 ml/h (étape de 1 ml/h) ;
9. Power Source: AC100---240V, 50/60Hz; Internal Battery;
10. Enregistrez automatiquement les paramètres de la dernière perfusion ;
11. L'OEM est disponible.

$\leq \pm 3\%$

Précision d/min

$\leq 5\%$

Précision ml/h

$\frac{1-1200\text{ml/h}}{1-266\text{d/min}}$

Débit

IPX2

Niveau IP

≥ 1000

**Bibliothèque
de médicaments**

Gains	1 ml / h ~ 1,200 XNUMX ml / h
Précision du débit	Dans ± 5 % (après un étalonnage correct)
Précision mécanique	Dans $\pm 2\%$
Taux de purge	100 ml/h ~ 1,000 100 ml/h (pas de XNUMX ml/h)
Volume d'infusion	1 ml à 9999 ml
Volume total de perfusion	0.1 ml à 9999.9 ml
Taux de KVO	1 ml/h ~ 5 ml/h (pas de 1 ml/h)
Occlusion	Élevé : 800 mmHg ± 200 mmHg (106.7 kPa $\pm$ 26.7 kPa Moyen : 500 mm Hg ± 100 mm Hg (66.7 kPa ± 13.3 kPa Bas : 300 mm Hg ± 100 mm Hg (40.7 kPa ± 13.3 kPa)
Alarme sonore et visuelle unique	Alarme vocale humaine pour fin d'injection, occlusion, porte ouverte, bulles dans le tube, mauvais réglage, batterie faible, alimentation secteur coupée, etc.
Source d'énergie	CA 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz ; Batterie Li rechargeable interne, capacité $\geq 1,600$ 4 mAh, XNUMX heures de sauvegarde de la batterie interne
Détecteur de bulles	Détecteur d'ondes ultrasonores ; sensibilité de détection $\geq 25\mu\text{L}$
fusible	F1AL/250V, 2 pièces à l'intérieur
Consommation d'énergie	18VA
Condition d'utilisation	Température ambiante : $+5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$; Humidité relative : 20 ~ 90 % Pression atmosphérique: 86.0kpa ~ 106.0kpa
Condition de transport et de stockage	Température ambiante : $-30^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$ Humidité relative : ≤ 95 %
Classification des équipements	Classe II, alimentation interne, Type CF
Classification IP	IPX4
Dimension	153 mm (L) $\times$ 162 mm (l) $\times$ 227 mm (H)
Poids	1.8 kg (poids net)