

Otoscope ri-scope® L Riester en boîtier

Réf. **R3703**



Spécifications techniques :

Caractéristique	Détail
Dimension	Longueur totale : 200 mm Longueur de la tête : 67 mm Diamètre de la tête : 38 mm
Lampe pour otoscope ri-scope® L	LED pour otoscope 2,5 V, 300 mA, durée de vie moyenne jusqu'à 100 000 h. LED pour otoscope 3,5 V, 300 mA, durée de vie moyenne jusqu'à 100 000 h.
Température ambiante	0 °C à 40 °C
Humidité relative	30 % à 70 % sans condensation
Température ambiante de stockage/transport	-10 °C à 55 °C
Humidité relative de stockage/transport	10 % à 95 % sans condensation
Pression atmosphérique / Humidité relative de transport	800 hPa – 1100 hPa
Boîtier	Rigide avec cran de sécurité