

Set Otoscope & Ophtalmoscope E-scope® FO LED en boîtier

Réf. **R2111-203**



Spécifications techniques :

Caractéristique	Détail
La lampe pour ophtalmoscope e-scope®	LED 3,7 V, 38 mA, durée de vie moyenne 20 000 h
Batterie	2 piles alcalines AA de 1,5 V.
Température ambiante :	0 °C à 40 °C
Humidité relative :	30 % à 70 % sans condensation
Stockage/Transport Température ambiante :	-10 °C à 55 °C
Humidité relative de stockage/transport :	10 % à 95 % sans condensation